

LISÄTUTKIMUS, HISTOLOGINEN Ts-PAD-lis, 57012

- Tiedustelut:** Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, näytteiden vastaanotto puh. 044-7113482
- Yhteyshenkilöt:** Patologian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Kirsi Hämäläinen (puh.044-7113475, kirsi.m.hamalainen@kuh.fi) ja klinikkaylilääkäri Vesa Kärjä (puh. 044-7113471, vesa.karja@kuh.fi)
- Indikaatio:** KYS:n ulkopuolelta tuleva näyte, jolle tehdään lisävärjäyksiä ja niistä halutaan patologin lausunto.
- Lähete:** Kudos- ja solunäytteen lähete.
Lähetteessä ilmoitetaan selvästi mitä lisätutkimuksia ja värjäyksiä näytteelle halutaan tehtävän.
- Näyte:** Formaliinifikoitu ja parafiiniin valettu kudoksenäyte. Kaksi valmiiksi leikattua lasia per värjäys tai parafiiniblokki. Leikepaksuus värjäyksen mukaan.
- Näytteen säilytys ja kuljetus:** Säilytetään ja toimitetaan patologian laboratorion näytteiden vastaanottoon huoneenlämpötilassa. Lähetysosoite:
- Kuopion yliopistollinen sairaala
Kliininen patologian yksikkö C4500
Rak. 1B, 3. krs
PL100, 70029 KYS
- Menetelmä:** Kliinisen ongelman vaativat värjäykset. Menetelmä on akkreditoitu (FINAS, SFS-EN ISO 15189:2013).
- Tekstiheys:** ma-pe
- Laatija, päivä:** Kirsi Hämäläinen, Satu Remes, 24.8.2020
- Hyväksyjä, päivä:** Vesa Kärjä, 31.8.2020
- Päivitetty, päivä:** Vesa Kärjä, Satu Remes, 27.8.2021

Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivuilta:
www.finas.fi - Akkreditoituidut toimijat - T343.